

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Model: Zolar (SC614)

Fabrikant: Pride Mobility Products Europe B.V.

Adres Internet: www.pridemobility.com

Document Informatie: INFINF2657/Rev A/April 2011

Model Nummer	SC614
Klasse	C
Maximum Obstakel Capaciteit	10,16 cm (4 in.)
Maximal Zijstabiliteit	17,6% (10°)
Maximal Steigings Percentage	17,6% (10°)
Lengte²	139,7 cm (55 in.)
Breedte²	69,2 cm (27,25 in.)
Totaalgewicht	154,22 kg (340 lbs.)
Gewicht zonder accu's^{2, 6}	108 kg (238 lbs.)
Zwaarste component bij demontage²	Het mainframe: 82,8 kg (182,5 lbs.)
Draaicirkel²	127,3 cm (50,12 in.)
Snelheid (Max.)¹	15 km/h (9,42 mph)
Afstand per laadbeurt^{1, 4}	Tot 37,16 km (23,09 miles) met 92 Ah batterijen Tot 30,01 km (18,65 miles) met 70 Ah batterijen
Bodemvrijheid²	14,6 cm (5,75 in.)
Maximale belasting	181 kg (400 lbs.)
Stoel	Type: Captains Gewicht: 24,72 kg (54,5 lbs.) Materiaal: Zwart Vinyl Afmetingen: 45 cm (18 in.) breedte; 45 cm (18 in.) diepte 47 cm (18.5 in.) hoogte
Aandrijving	Achterwielaandrijving, gesloten transaxle, 24 Volt DC motor
Remsysteem	Elektromagnetische remmen
Banden	Type: Pneumatische Voor en achter: 33 cm (12,9 in.)
Accu^{3, 5}	Twee 12 volt diepecyclus Capaciteit: Group 27 (92 Ah) of Group 24 (70 Ah) Accugewicht: 92 Ah: 27,44 kg (60,5 lbs.) elk, 70 Ah: 25 kg (55 lbs.) elk
Lader	Externe lader (8A)
Vrijloop Hefboom Operationele Werking	69 Newton meters (50,89 foot-pound force)

¹ Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10 %, -5%.

² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3 %.

³ AGM or Gel-Cell type vereist. Zie IV. "Accu's en het laden".

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

⁶ Inclusief zitje.

LET OP: Dit product is conform aan alle geldende ANSI-RESNA testvereisten en ann ISO 7176 serie EN12184 veresiten. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

