

# Economy class price First Class features



**GO GO**<sup>®</sup>  
**ULTRA X**




Simpele demontage

De Go-Go Ultra X scootmobiel brengt comfort en kwaliteit op hoog niveau. Deze scootmobiel is uitermate geschikt om mee te nemen op reis, omdat hij zeer licht is en heel gemakkelijk is te demonteren. Met een gewichtscapaciteit van 117 kg, een maximum snelheid van 6,4 km/u en een bereik van 11 km, biedt de Go-Go Ultra X waar voor z'n geld.

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

## Specificaties

3W: S40X 4W: S44X

MAX. BELASTING	117 kg
MAX. SNELHEID <sup>1</sup>	Tot 6,4 km/u
BODEMVRIJHEID <sup>2</sup>	3W: 78 mm 4W: 76 mm
DRAAICIRKEL	3W: 838 mm   4W: 1117 mm
LENGTE <sup>2</sup>	3W: 940 mm   4W: 1003 mm
BREEDTE <sup>2</sup>	495 mm
ZITTING TOT VOETPLAAT	400 - 438 mm
ZITTING TOT GROND	463 - 514 mm
VOORBANDEN	3W: 2" x 8" massief   4W: 2" x 7" massief
ACHTERBANDEN	2.5" x 8" massief
MAX. BEREIK <sup>1,4</sup>	3W: Tot 11 km 4W: Tot 11,6 km
GEWICHT ZONDER ACCU'S	3W: 34,5 kg   4W: 36,3 kg
ZWAARSTE ONDERDEEL BIJ DEMONTAGE	3W: 13,1 kg (voorkant) 4W: 15,4 kg (voorkant)
STANDAARD ZITTING	Type: Neerklapbaar, compact, kunststof vormdelen overtrokken met vinyl Gewicht: 10 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: 432 x 432 mm
AANDRIJVING	Gesloten differentieel, 24-volt DC motor
REMMEN	Regeneratief en elektromechanisch
ACCU'S <sup>3,5</sup>	Maat: (2) 12 AH, 4 kg per stuk Gewicht: 12 AH: 9 kg per accu pack
ACCULADER	2 amp, extern
KLEUREN	 Red

## Kenmerken

- Met de handige externe oplader kunnen de accu's zowel binnen- als buitenboord worden opgeladen
- Deelbaar frame wat demontage gemakkelijk maakt
- Grote stabiliteit door montage van de stoel op de voorste helft van de scootmobiel
- Pride's exclusieve banden die geen strepen achterlaten

## Accessories

- 18AH accukoffer (extra reserve)
- Stokhouder (enkel of dubbel)
- Mobiele telefoonhouder
- Bekerhouder
- Onderarmsteun voor krukken
- 1270 mm heupgordel
- Zuurstoffleshouder
- Achtermand
- Achteruitkijkspiegel
- Zadeltas
- Veiligheidsvlag
- Onder stoel opslag (montage nodig)
- Rollator houder
- Weerhoes
- Wishbone-krukhouder
- XLR USB oplader

## Optioneel

- Extra accu pack

- 1) Variëert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
- 2) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).
- 3) AGM of Gel-Cell type vereist.
- 4) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- 5) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.