

# De Snelste manier om te reizen



**GO GO**  
**ELITE TRAVELLER**®

Het compacte design van de Go-Go Elite Traveller® stelt u in staat om eenvoudig te manoeuvreren in krappe ruimtes en tegelijkertijd stabiele buitenprestaties te leveren. Met een draagvermogen van 136 kg, een laadpoort in de stuurkolom, vederlichte demontage en maximumsnelheden tot 7 km/u, komt u eenvoudig waar u wilt gaan.





Feather-Touch Disassembly

**PRIDE**®  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST®

## Specificaties

3W: SC40E 4W: SC44E

MAX. BELASTING	136 kg
MAXIMALE SNELHEID <sup>1</sup>	Tot 7 km/h
BODEMVRIJHEID <sup>2</sup>	35 mm
DRAAICIRKEL	3W: 838 mm   4W: 1120 mm
LENGTE <sup>2</sup>	3W: 940 mm   4W: 1003 mm
BREEDTE <sup>2</sup>	495 mm
VOORBANDEN	3W: 2" x 8" massief 4W: 2" x 7" massief
ACHTERBANDEN	2.5" x 8" massief
BEREIK PER LADING <sup>1,4</sup>	3W: Tot 11,6 km (12 AH) 4W: Tot 9,7 km (12 AH) 3W: Tot 16,7 km (18 AH) 4W: Tot 15,6 km (18 AH)
TOTAAL GEWICHT ZONDER ACCU'S	3W: 34,2 kg   4W: 36 kg
ZWAARSTE ONDERDEEL	3W: 13,4 kg (voorkant) 4W: 15,4 kg (voorkant)
STANDAARD STOEL	Type: Neerklapbaar, compact, kunststof vormdelen met vinyl overtrokken Gewicht: 10,2 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: Breedte: 431 mm Diepte: 431 mm
AANDRIJVING	24-volt gelijkstroommotor, transmissie met gesloten carter
REMMEN	Regeneratief en elektromechanisch
ACCU'S <sup>3,5</sup>	Twee 12-volt, deep-cycle 12 AH (standaard) 18 AH (optioneel) Gewicht: 12 AH: 4 kg per stuk, 8,8 kg accukoffer Gewicht: 18 AH: 6,4 kg per stuk 13,4 kg accukoffer
ACCULADER	2-amp, extern
KLEUR	Elke scooter wordt geleverd met 2 sets dynamische kleuren!   Red Blue

## Kenmerken

- Oplaadpoort ingebouwd in de stuurkolom voor eenvoudig opladen
- Handige losse externe lader en uitneembare batterijen-koffer zodat er dus los van de scooter opgeladen kan worden, lader geschikt voor 2 soorten netspanning
- Exclusieve demontage met slechts één hand zorgt voor een super snel transport systeem
- Voor maximale stabiliteit is de stoel op de voorste scooterhelft gemonteerd
- Standaard Mand voor bevestiging aan de stuurkolom meegeleverd
- Gekleurde sets plastic kappen meegeleverd, in 2 dynamische kleuren: rood en blauw; makkelijk verwisselbaar
- Motorregelaar met microcontroller electronica: optimaal energiegebruik en vele toegevoegde beveiligingen
- Pride's exclusieve stijlvolle wielen met zwarte banden. Laat geen strepen achter
- Uitneembaar bakje voor extra bergruimte (alleen bij de 4-wiel scooter)

## Accessoires

- Wandelstok clipbevestiging
- Stokhouder (enkel of dubbel)
- Bekerhouder
- Onderarmsteun voor krukken
- 1270 mm heupgordel
- Zuurstoffleshouder
- Quad stokhouder
- Achtermand
- Achteruitkijkspiegel
- Zadeltas
- Veiligheidsvlg
- Onder stoel opslag (montage vereist)
- Rollator houder
- Weerhoes
- Wishbone-krukhouders
- XLR USB-oplader

## Opties

- 12AH batterijen-koffer (extra reserve)
- 18AH batterijen-koffer (extra reserve)

- 1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
- 2) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).
- 3) AGM of Gel-Cell type vereist.
- 4) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- 5) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.

Pride Mobility Products Europe BV  
De Zwaan 3  
1601 MS Enkhuizen  
The Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039  
pridemobility.eu • info@prideeurope.nl