

De Stabiliteit van 4 wielen met de manoeuvreerbaarheid van 3 wielen



Jazzy®
ZERO TURN

Patent pending, intelligent turning


iTURN®
TECHNOLOGY



Kies een 4-wiel scooter met een 3-wiel draaicirkel met de Jazzy® Zero Turn en Pride's gepatenteerde, intelligent draaiende, "iTurn Technology®." Navigeer moeiteloos door kleine bochten en in kleine ruimtes met een draaicirkel van 970 mm. Verlicht uw rit met heldere LED-verlichting. Dubbele motoren en CTS-oophanging zorgen voor een soepele en comfortabele rit.

PRIDE®
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

Specificaties

MAX. BELASTING	136 kg
MAX SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
BODEMVRIJHEID ²	33 mm
DRAAICIRKEL ²	970 mm
TOTALE LENGTE ²	1162 mm
TOTALE BREEDTE ²	508 mm
VOORBANDEN	2" x 7" massief
ACHTERBANDEN	2,5" x 9" massief
BEREIK PER LAADBEURT ^{2,4}	Tot 16 km
TOTAAL GEWICHT ZONDER ACCU'S	54 kg
ZWAARSTE DEEL GEDEMONTTEERD	21,8 kg (achtergedeelte)
STANDAARD ZITTING	Type: opvouwbaar, gegoten plastic Gewicht: 12 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: Breedte: 432 mm Diepte: 432 mm
AANDRIJVING	24-volt DC motor, verzegelde mini-transaxle
REMMEN	Regeneratief en elektromechanisch
ACCU'S ^{3,5}	12-volt, diepe ontlading Grootte: (2) 22 AH Gewicht: Accukoffer 15 kg 6 kg per stuk
ACCULADER	3.5 amp, extern
DELTASTUUR	Ja
KLEUREN	

Kenmerken

- Oplaadpoort ingebouwd in de stuurkolom voor eenvoudig opladen
- Eigentijds nieuw wielontwerp zorgt ervoor dat de Jazzy® Zero Turn er net zo goed uit ziet als hij rijdt
- CTS-ophanging voor comfortabel langeafstands gebruik
- Deltastuur, ergonomische, omwikkelbare handgrepen voor eenvoudig gebruik van de linker- of rechtshandige bediening
- Dubbele motoren voor extra tractie op ruw terrein
- Vederlichte demontage maakt een eenvoudige scheiding van frames mogelijk met slechts één hand
- Volledig LED-verlichtingspakket voor veilige bediening
- De gepatenteerde iTurn Technology® biedt stabiliteit op 4 wielen met manoeuvreerbaarheid op 3 wielen
- USB-oplader ingebouwd in de stuurkolom voor het eenvoudig opladen van smartphones en draagbare apparaten
- Keuze uit zes hippe verwisselbare kleuren

Accessoires

- Achterop gemonteerde accessoires
 - Achtermmand
 - Zuurstoffleshouder
- 22 AH accu box (extra reserve)
- Telefoonhouder
- Bekerhouder
- Micro, zwart, weerhoes
- Achteruitkijkspiegel
- 1270 mm heupgordel
- Zadeltas
- Veiligheidsvlag
- Rollator houder

¹ Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van (+ of -) 10%.

² Door fabrieks instellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

³ AGM of Gel-Cell type vereist.

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Accu gewicht kan variëren per fabrikant.

⁶ Inclusief gewicht standaard zitting.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving. De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.