

Uitstekende Outdoor Prestaties en Luxe Kenmerken





Luna Victory
PRIDE® MOBILITY PRODUCTS



De Pride Luna Victory 3-Wiel scootmobiel levert zowel binnen- als buitenshuis krachtige prestaties. Luxe, comfort en gemak zoals een met foam omwikkeld deltastuur en niet afgevend banden maken van de Luna Victory een totaalpakket.



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

MAX. BELASTING	158,75 kg
MAXIMALE SNELHEID ¹	Tot 14,6 km/u
BODEMVRIJHEID ²	95 mm
DRAAICIRKEL ²	1257 mm
LENGTE ²	1397 mm
BREEDTE ²	699 mm
VOORBANDEN	4" x 13" luchtbanden
ACHTERBANDEN	4" x 13" luchtbanden
VERING	Voor en achter
AANDRIJVING	Achterwielaandrijving, verzegeld transaxle, 24-volt DC motor
DUAAL REMSYSTEEM	Regeneratief en elektromechanisch
BEREIK PER LAADBEURT ^{1,4}	55 AH batterijen: Tot 30,5 km 75 AH batterijen: Tot 41 km
GEWICHT ZONDER ACCU'S ⁶	87,5 kg
ZWAARSTE ONDERDEEL BIJ DEMONTAGE	35,6 kg (voorkant)
STANDAARD ZITTING	Type: Liggende stoel met hoge rugleuning Gewicht: 20,6 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: Breedte: 457 mm, Diepte: 457 mm
ACCU'S ⁴	Twee 12-volt, diepe ontlading Grootte: (2) 55 AH (standaard); (2) 75 AH (optioneel) Gewicht ⁵ : 55 AH: 17,16 kg per stuk 75 AH: 24,49 kg per stuk
ACCULADER	5 amp, extern
KLEUREN	  Red Yellow

- Grote 13" luchtbanden voor uitstekende prestaties buitenshuis
- Volledig verlichtingspakket, inclusief richtingaanwijzers, remlicht, achterlichten en instelbare koplamp
- Standaard mand voor
- Gemakkelijk bereikbare bevestigingspunten (voor het vervoer van leegstaande scooter)
- Achteruitkijkspiegel standaard
- Eenvoudig stuur voor bediening met één hand
- Gelijkmatische snelheidsinstelling met een binnen en buiten stand

- Stokhouder (enkel of dubbel)
- Mobiele telefoonhouder
- Bekerhouder
- Onderarmsteun voor krukken
- 1270 mm heupgordel
- Zuurstoffleshouder
- Achtermand
- Extra achteruitkijkspiegel
- Zadeltas
- Veligheidsvlag
- Onder stoel opslag (montage nodig)
- Rollator houder
- Weerhoes
- Wishbone-krukhouder
- XLR USB oplader
- Handrem
- Ergonomische draaibare stoel met verstelbare zitting hoogte, in hoogte verstelbare armleuningen, verstelbare rugleuning en verstelbare lendensteun

1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.

2) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

3) AGM of Gel-Cell type vereist.

4) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

5) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.