

# De Ultieme compacte en Opvouwbare scootmobiel



## QUEST




Klaar voor gebruik en eenvoudig inklapbaar; de Quest opvouwbare scootmobiel is perfect voor een actieve levensstijl. De Quest levert zowel binnen als buitenshuis goede prestaties, heeft een maximale snelheid van 6 km/u en een bereik per lading van maximaal 20 km. De Quest is makkelijk draagbaar en is opgevouwen zeer klein en past daarmee prima in elke kast, hoek, of voertuig. The Quest opvouwbare scootmobiel heeft een strak, stijlvol design, en is zeer eenvoudig te bedienen, alles wat deze scootmobiel uw ideale reispartner maakt!

# Pride® QUEST

## Specificaties

4W: S19

MAXIMUM BALSTING	113,4 kg
MAXIMALE SNELHEID <sup>1</sup>	Tot 6 km/h
BODEMVRIJHEID <sup>2</sup>	58 mm
DRAAICIRKEL <sup>2</sup>	813 mm
TOTALE LENGTE <sup>2</sup>	940 mm
TOTALE BREEDTE <sup>2</sup>	483 mm
STOEL TOT GROND	520 mm
STOEL TOT VOETPLATEAU	330 mm
AANDRIJFBANDEN <sup>2</sup>	1.5" x 7" massief
ACHTERBANDEN <sup>2</sup>	2" x 8" massief
VERING	N.v.t.
BEREIK PER LAADBEURT <sup>1,3</sup>	Tot 20 km
TOTAAL GEWICHT ZONDER ACCU'S	23,5 kg
ZWAARSTE ONDERDEEL BIJ GEDEMONTEERD	N.v.t.
STANDAARD ZITTING	Type: Opvouwbaar, compact, vinyl Material: Grijs vinyl Dimensions: 406 x 330 mm
AANDRIJVING	4-Pole 270w
REMMEN	Regeneratief en elektromechanisch
ACCU'S <sup>4</sup>	Formaat: (2) 12 AH (sealed lead acid) standaard Gewicht: 4 kg per stuk (2 nodig) of Formaat: (1) 11.5 AH (lithium-ion optioneel) Gewicht: 2,3 kg per stuk (1 nodig)
ACCU LADER	2-amp, extern (sealed lead acid) of 2.5-amp, extern (lithium-ion)
KLEUREN	 White

## Kenmerken

- Uniek opvouwbaar ontwerp
- Opvouwbaar in slechts drie eenvoudige stappen
- Verstelbare stuurkolom
- Tot 20 km bereik per lading
- Eenvoudig te transporteren thuis, in hotels of op luchthavens
- Kan rechtop of liggend worden opgeborgen
- Voor en achter LED-verlichting
- Afmetingen ingeklapt: 762mm, 483mm, 457mm (HxWxD)

## Inklappen:

## Uitvouwen:



Klap de zitting in



Trek aan hendel



Trek aan hendel om in te klappen



Scooter uitklappen



Stuurkolom inklappen en vergrendelen



Zitting uitklappen en vergrendelen



**Opmerking:** Transport op commerciële vliegtuigen is onderworpen aan de federale regelgeving en het beleid van de luchtvaartmaatschappij. Raadpleeg uw maatschappij voorafgaand aan uw vlucht om uw Quest Folding Scooter en zijn lithium-ion accu's zijn toegestaan aan boord.

- 1 Hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, accu ampère-uur (AH), gesteldheid van de accu's en conditie van de banden. Deze specificaties kunnen worden onderworpen aan een variantie van (+/- 10%).
- 2 Als gevolg van fabricagetoleranties en constante productverbetering, kan deze beschrijving worden onderworpen aan een verschil van (+ of - 3%).
- 3 Getest in overeenstemming met ANSI / RESNA, WC Vol2, paragraaf 4 en ISO 7176-4 normen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen op basis van de accu specificaties en aandrijfsysteem performance test uitgevoerd bij maximale draagvermogen.
- 4 Accu gewicht kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

LET OP: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie hierin is correct op het moment van publicatie, behouden wij ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Snelheid en het bereik variëren met gewicht van de gebruiker, het type terrein, accu, accu conditie en bandenspanning. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbetering van het product, lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid kan worden onderworpen aan variatie van + of - 3%. Vermelde afmetingen zijn uitsluitend machtsbasis. Totale afmetingen zal variëren op basis van een zit- en accessoire selecties.

Pride Mobility Products Europe BV

De Zwaan 3

1601 MS Enkhuizen

The Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039

pridemobility.eu • info@prideeurope.nl