



# Robuust model met feather-touch demontage



Ervaar de Revo® 2.0, een robuuste scooter die een reeks functies in één geweldig pakket combineert. De Revo 2.0 is robuust en duurzaam gebouwd en biedt de betrouwbaarheid die u van luxe middelgrote scooters verwacht. Comfort Trac Suspension (CTS) zorgt voor een soepele en comfortabele rit over gevarieerd terrein. Ervaar handige, vederlichte demontage voor draagbaarheid die vergelijkbaar is met onze Travel Mobility-lijn. Geniet van de standaard opslag onder de stoel en van snelheden tot 8 km/u. Rijd verder met de Revo 2.0!

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

MAX. BELASTING	170 kg
MAXIMALE SNELHEID <sup>1</sup>	8 km/u
BODEMVRIJHEID <sup>2</sup>	32 mm
DRAAICIRKEL <sup>2</sup>	1321 mm
LENGTE <sup>2</sup>	1194 mm
BREEDTE <sup>2</sup>	527 mm
STOEL TOT GROND	597 mm hoogste positie; 533 mm laagste positie
STOEL TOT VOETPLAAT	457 mm
VOORBANDEN	3" x 9"
ACHTERBANDEN	3" x 9"
SUSPENSION	Voor en achter
AANDRIJVING	Twee-motoren, 24 volt DC motor
REMSYSTEEM	Regeneratief en elektromechanisch
BEREIK PER LAADBEURT <sup>1,4</sup>	Tot 21 km
GEWICHT ZONDER ACCU'S <sup>5</sup>	60 kg
ZWAARSTE ONDERDEEL BIJ DEMONTAGE	25,9 kg (voorkant)
STANDAARD ZITTING	Afmetingen: Breedte: 508 mm Diepte: 457 mm
ACCU'S <sup>4</sup>	(2) U1 accu's; 11,5 kg per stuk
ACCULADER	3.5 amp
KLEUREN	 Grey Street  True Blue

- CTS Vering (Comfort-Trac voorzijde en onafhankelijke wielophanging achter)
- Duurzame en stijlvolle achterbumper
- Gemakkelijk bereikbare bevestigingspunten (voor het vervoer van leegstaande scooter)
- Externe lader laad de accu's gemakkelijk in of naast de scooter op
- Pride's exclusieve, niet-afgevendende banden
- Stoelontwerp voor ultiem comfort
- Standaard voormand
- Standaard onder de stoel opslag
- Sterke aandrijving met 70 amp controller
- Gebruiksvriendelijke console
- USB mobiel oplaadpunt

- Stokhouder (enkel of dubbel)
- Mobiele telefoonhouder
- Bekerhouder
- Onderarmsteun voor krukken
- 1270 mm heupgordel
- Zuurstoffleshouder
- Achtermand
- Achteruitkijkspiegel
- Zadeltas
- Veligheidsvlag
- Onder stoel opslag (montage nodig)
- Rollator houder
- Weerhoes
- Wishbone-krukhouders
- XLR USB oplader

1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.

2) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

3) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

4) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

5) Inclusief standaard zitsysteem.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden in overeenstemming met Europese normen. Het werkelijke bereik bij normaal gebruik is afhankelijk van vele factoren, waaronder de staat van het voertuig en de batterijen, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur en de helling en het oppervlak van de weg of het wegdek. De vermelde afmetingen zijn alleen voor power base. Resultaten zullen variëren aan de hand van selecties van zitsystemen en accessoires.