

Uitstekende Outdoor Prestaties en van alle gemakken voorzien






VICTORY / *XL 130*

De Victory® XL 130 kenmerkt een krachtige aandrijving en 13" grote wielen zeer geschikt voor hobbelig buitenterrein. Luxe snuffjes zoals een doorlopend deltastuur, banden met een plat profiel die geen strepen achterlaten en heldere LED verlichting geven de Victory XL 130 een strak en sportief uiterlijk.

Specificaties

SC713

| | |
|---------------------------------|--|
| MAX. BELASTING | 158,8 kg |
| MAX. SNELHEID ¹ | Tot 15 km/u |
| BODEMVRIJHEID ² | 96 mm |
| DRAAICIRKEL ² | 1700 mm |
| LENGTE ² | 1360 mm |
| BREEDTE ² | 636 mm |
| VOORBANDEN | 4" x 13" luchtbanden |
| ACHTERBANDEN | 4" x 13" luchtbanden |
| VERING | Voor en achter |
| BEREIK ^{1,5} | Tot 42,7 km (met 55 AH accu's) |
| TOTAAL GEWICHT ZONDER ACCU'S | 65,3 kg |
| ZWAARSTE ONDERDEEL GEDEMONTEERD | Achterste gedeelte: 34 kg |
| STANDAARD ZITTING | Type: Liggende stoel met hoge rugleuning Gewicht: 23 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmeting: Totale breedte - 450 mm Diepte - 480 mm |
| AANDRIJVING | Achterwiel aandrijving, gesloten differentieel, 24-volt DC |
| DUBBEL REM SYSTEEM | Regeneratief en elektromechanisch |
| ACCU'S ³ | 2 (12 V), diepe ontlading Formaat: NF-22 (55AH) standaard Group 24 (70AH) optioneel Gewicht: NF-22: 17,2 kg per stuk Group 24: 24,3 kg per stuk |
| ACCU LADER | 5-amp, extern (w/ 55 amp accu's) 8-amp, extern (w/ 70 amp accu's) |
| KLEUREN |  Candy Apple Red  Black  Mercury Silver |

Kenmerken

- Grote 13" massieve banden voor uitstekende prestaties binnen en buiten de bebouwde kom
- Volledig verlichtingssysteem met richtingaanwijzers en verstelbare koplamp
- Deltastuur met doorlopende handvaten
- Standaard bagagemand aan de voorzijde
- Eenvoudig toegankelijke vastbind punten (voor het transport van onbemande scooter)
- Standaard achteruitkijkspiegel

Opties

- Achtermand
- Dubbele stokhouder
- Extra achteruitkijkspiegel
- Zuurstoffleshouder

- 1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
- 2) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- 3) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).
- 4) AGM of Gel-Cell type vereist.
Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.
- 5) Inclusief standaard zitting gewicht.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.