

Uitstekende wendbaarheid, outdoor prestaties en extra comfortabele vering




ZOLAR



Herontworpen stuur
met LCD-console

De Pride® Zolar Scootmobiel biedt de wendbaarheid van een 3-wiel scootmobiel, samen met high-performance kenmerken, zoals volledig instelbare, extra comfortabele vering en een gesloten hydraulisch remsysteem. De Zolar heeft een slanke sportieve stijl en een schat aan standaard luxe met inbegrip van een ergonomisch gevormd stuur voor optimale handgrip en LED-verlichting. Al deze kenmerken maken van de Pride Zolar een ultieme outdoor scootmobiel.

GEWICHT CAPACITEIT	181 kg
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 15 km/u
BODEMVRIJHEID ³	146 mm
DRAAICIRKEL ³	1273 mm
TOTALE LENGTE ³	1397 mm
TOTALE BREEDTE ³	692 mm
BANDEN VOORKANT	4" x 13" luchtbanden
BANDEN ACHTER	4" x 13" luchtbanden
VERING	Voor en achter
BEREIK PER LADING ^{1,2}	92 AH accu's: Tot 37,16 km 70 AH accu's: Tot 30,01 km
TOTAAL GEWICHT ZONDER BATTERIJEN ^{3,6}	108 kg
ZWAARSTE STUK INDIEN GEDEMONTEERD ³	83,3 kg (mainframe)
STANDAARD STOEL	High-Back, Pillow-top zetel Gewicht: 22,1 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: 495 mm breedte, 406 mm diepte
AANDRIJVING	Achterwielaandrijving, verzegeld transaxle, 24-volt DC motor
DUAAL REMSYSTEEM	Elektromechanisch en regeneratief
ACCU'S ^{3,4,5}	Twee 12-volt, diepe ontlading Grootte: Group 27 (92 Ah) standaard, Group 24 (70 Ah) optioneel Gewicht: (92 Ah) 23,13 kg per stuk, (70 AH) 17,23 kg per stuk
ACCULADER	8-amp, extern
KLEUREN	 Silver

- Volledig instelbare, extra comfortabele vering voor optimaal comfort
- Grote 13" luchtbanden voor uitstekende prestaties buitenshuis
- Volledig verlichtingspakket, inclusief richtingaanwijzers, koplamp en remlichten
- Herontworpen stuur met LCD-console
- Eenvoudig bereikbare fixatie punten (voor het vervoeren van een leegstaande scooter)
- Achteruitkijkspiegel standaard
- High-Back, pillow-top zetel standaard

Accessoires

- Dubbele stokhouder
- Zuurstoffleshouder
- Achtermand
- Extra achteruitkijkspiegel
- RAM® X-Grip® Mobiele telefoonhouder
- XLR USB-lader

- 1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%. Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen.
- 2) De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- 3) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).
- 4) AGM of Gel-Cell type vereist.
Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.
- 5) Inclusief standaard zitting gewicht.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.