

Eenvoudig inklappen en reizen



Ervaar de schoonheid van lichtgewicht reizen met de iGo+®,
Deze compacte elektrische rolstoel vouwt in slechts een paar
eenvoudige stappen voor moeiteloos transport. Met handige
opslagfunctie maakt de iGo+ reizen een koud kunstje.

Opgevouwen afmetingen
787 x 406 x 600 mm

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



Specificaties

MAXIMUM BELADING	113 kg
MAXIMALE SNELHEID ¹	Tot 6 km/u
BODEMVRIJHEID ³	79 mm
DRAAICIRKEL ³	616 mm
LENGTE ³	1016 mm
BREEDTE ³	597 mm
STOEL TOT GROND	483 mm
STOEL TOT VOETPLATEAU	368 mm
BANDEN VOORKANT	8" massief
BANDEN ACHTER	12" luchtenden aandrijfwielen
VERING	Beperkt
BEREIK PER LADING ^{1,2}	Tot 15 km
TOTAALGEMICHT ZONDER ACCU'S ^{3,5}	24 kg
ZWAARSTE DEEL GEDEMONTEERD ³	Niet van toepassing
STANDAARD ZITTING	Materiaal: Grijs schuimrubber Afmetingen: 445 x 419 mm
AANDRIJVING	2x 180W brushed motoren
REMMEN	Regeneratief en elektromechanisch
ACCU'S ³	24V 18Ah Lithium ion
ACCUGEWICHT ⁴	3,3 kg
ACCULADER	2-amp, extern
KLEUR	 Silver

Kenmerken

- Een compact en lichtgewicht ontwerp maakt reizen een fluitje van een cent
- Achterzak voor extra opbergruimte voor onderweg
- Opvouwbaar in slechts een paar eenvoudige stappen voor moeiteloos transport
- Inclusief handige opbergtas onder de zitting, bekerhouder en 1016 mm heupgordel
- Extra grote voetplaat voor extra comfort
- Speciaal stoel ontwerp van schuimrubber voor extra comfort

Accessoires

- XLR USB lader



1 Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van (+ of -) 10%.

2 Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WCVol2, Sectie 4 & ISO7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

3 Door fabrieksinstellingen en continue product verbeteringen, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

4 Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

5 Inclusief standaard gewicht van de stoel.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving. De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.

Pride Mobility Products Europe BV

De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
The Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.eu • info@prideeurope.nl