

Modern ontwerp voor krachtige prestaties en uitzonderlijke stijl



VICTORY XL 140



De Victory® XL 140 is de ultieme mix van kracht en precisie en zit bovendien vol met toepassingen van hoge kwaliteit, zoals de volledige vering, platte profielbanden en het hydraulische remsysteem. De Victory XL 140 kenmerkt zich met een glanzende, agressieve stijl en een breed assortiment aan standaard luxe zoals een doorlopend deltaxtuur en LED-verlichting. Dit alles maakt de Victory XL 140 de ultieme scootmobiel voor buitenshuis.







Volledige vering

Specificaties

SC714

Kenmerken

| | |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTING | 181 kg |
| MAXIMUM SNELHEID ¹ | Tot 15 km/u |
| BODEMVRIJHEID ² | 133 mm |
| DRAAICIRKEL ² | 2108 mm (rechts) / 2083 mm (links) |
| LENGTE ² | 1428 mm |
| BREEDTE ² | 692 mm |
| VOORBANDEN | 4" x 13" luchtbanden |
| ACHTERBANDEN | 4" x 13" luchtbanden |
| VERING | Voor en achter |
| ACTIERADIUS VOLLE BATTERIJEN ^{1,5} | 100 AH Batterijen: Standaard: Tot 46,57 km Optioneel: Tot 42,18 km |
| TOTAAL GEWICHT ZONDER BATTERIJEN | 117,70 kg |
| ZWAARSTE STUK, INDIEN GEDEMONTEERD | Geheel frame: 93,21 kg |
| STANDAARD STOEL | Type: Inklapbare platte stoel Gewicht: 21,77 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmeting: breedte - 495 mm diepte - 444 mm hoogte - 470 mm |
| AANDRIJVING | Achterwiel aandrijving, gesloten differentieel, 24-volt DC motor |
| DUBBEL REM SYSTEEM | Regeneratief en elektromechanisch |
| BATTERIJEN ³ | 2 (12 V) Grootte: Groep 31 (100 AH) Gewicht ⁴ : 27,44 kg |
| ACCU LADER | 8-amp, extern |
| KLEUREN |  Red  Blue  Black  Silver |

- Volledige vering voor optimaal gebruik
- Gesloten hydraulische remmen
- Grote 13" luchtbanden voor optimale prestaties buitenshuis
- Volledig verlichtingspakket inclusief richt ingaanwijzers, koplamp en remlichten
- Deltastuur met doorlopende handvaten
- Eenvoudig toegankelijke vastbind punten (voor het transport van de scooter onbemand)
- Standaard achteruitkijkspiegel

Optioneel

- Voorscherm
- Kussen topping stoel
- Dubbele krukhouder
- Zuurstoffleshouder
- Achtermand
- Extra achteruitkijkspiegel

- 1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
- 2) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- 3) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).
- 4) AGM of Gel-Cell type vereist.
Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.
- 5) Inclusief standaard zitting gewicht.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.