

De Ultieme compacte en Opvouwbare scootmobiel



QUEST



Klaar voor gebruik en eenvoudig inklapbaar; de Quest opvouwbare scootmobiel is perfect voor een actieve levensstijl. De Quest levert zowel binnen als buitenshuis goede prestaties, heeft een maximale snelheid van 6,4 km/u en een bereik per lading van maximaal 20 km. De Quest is makkelijk draagbaar en is opgevouwen zeer klein en past daarmee prima in elke kast, hoek, of voertuig. The Quest opvouwbare scootmobiel heeft een strak, stijlvol design, en is zeer eenvoudig te bedienen, alles wat deze scootmobiel uw ideale reispartner maakt!

QUEST

Specificaties

S19

| | |
|-------------------------------------|--|
| MAXIMUM BALSTING | 113,4 kg |
| MAXIMALE SNELHEID ¹ | Tot 6,4 km/u |
| BODEMVRIJHEID ² | 58 mm |
| DRAAICIRKEL ² | 813 mm |
| TOTALE LENGTE ² | 940 mm |
| TOTALE BREEDTE ² | 483 mm |
| STOEL TOT GROND | 520 mm |
| STOEL TOT VOETPLATEAU | 330 mm |
| AANDRIJFBANDEN ² | 1.5" x 7" massief |
| ACHTERBANDEN ² | 2" x 8" massief |
| BEREIK PER LAADBEURT ^{1,3} | Tot 20 km |
| TOTAAL GEWICHT ZONDER ACCU'S | 23,5 kg |
| STANDAARD ZITTING | Type: Opvouwbaar, compact, vinyl Material: Grijs vinyl Dimensions: 406 x 330 mm |
| AANDRIJVING | 4-Pole 270w |
| REMMEN | Regeneratief en elektromechanisch |
| ACCU'S ⁴ | Formaat: (2) 12 AH (sealed lead acid) standaard Gewicht: 4 kg per stuk (2 nodig) of Formaat: (1) 11.5 AH (lithium-ion optioneel) Gewicht: 2,3 kg per stuk (1 nodig) |
| ACCU LADER | 2-amp, extern (sealed lead acid) of 2.5-amp, extern (lithium-ion) |
| KLEUREN |    White Black Red |

Kenmerken

- Uniek opvouwbaar ontwerp
- Opvouwbaar in slechts drie eenvoudige stappen
- Verstelbare stuurkolom
- Tot 20 km bereik per lading
- Eenvoudig te transporteren in hotels, op luchthavens of thuis
- Kan rechtop of liggend worden opgeborgen
- Voor en achter LED-verlichting
- Afmetingen ingeklapt: 762mm, 483mm, 457mm (HxWxD)

Inklappen:



Klap de zitting in



Trek aan hendel om in te klappen



Stuurkolom inklappen en vergrendelen

Uitvouwen:



Trek aan hendel



Scooter uitklappen



Zitting uitklappen en vergrendelen



Opmerking: Transport op commerciële vliegtuigen is onderworpen aan de federale regelgeving en het beleid van de luchtvaartmaatschappij. Raadpleeg uw maatschappij voorafgaand aan uw vlucht om te controleren of uw Quest Folding Scooter en zijn lithium-ion accu's zijn toegestaan aan boord.

- 1 Hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, accu ampère-uur (AH), gesteldheid van de accu's en conditie van de banden. Deze specificaties kunnen worden onderworpen aan een variantie van (+/- 10%).
- 2 Als gevolg van fabricagetoleranties en constante productverbetering, kan deze beschrijving worden onderworpen aan een verschil van (+ of - 3%).
- 3 Getest in overeenstemming met ANSI / RESNA, WC Vol2, paragraaf 4 en ISO 7176-4 normen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen op basis van de accu specificaties en aandrijfsysteem performance test uitgevoerd bij maximale draagvermogen.
- 4 Accu gewicht kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

LET OP: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie hierin is correct op het moment van publicatie, behouden wij ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Snelheid en het bereik variëren met gewicht van de gebruiker, het type terrein, accu, accu conditie en bandenspanning. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbetering van het product, lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid kan worden onderworpen aan variatie van + of - 3%. Vermelde afmetingen zijn uitsluitend machtsbasis. Totale afmetingen zal variëren op basis van een zit- en accessoire selecties.

Pride Mobility Products Europe BV

De Zwaan 3

1601 MS Enkhuizen

The Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039

pridemobility.eu • info@prideeurope.nl

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



V281119