

Hoge Prestaties voor een Betaalbare Prijs




Lunetta *Victory*
PRIDE MOBILITY PRODUCTS
SPORT

De compacte Lunetta Victory Sport scootmobiel heeft een slank, sportief uiterlijk en levert hoge prestaties. De Lunetta heeft voor- en achtervering, is eenvoudig te uit elkaar te halen, heeft een doorlopend deltastuur, goed zichtbare automatische remlichten en LED verlichting die stoepanden laat oplichten. Al deze kenmerken zorgen er voor dat de Lunetta Victory Sport een superieure scooter is tegen een voordelige prijs!

Specificaties

S610DW

MAX. BELASTING	158,8 kg
MAXIMALE SNELHEID ¹	Tot 11,4 km/u
BODEMVRIJHEID ²	50 mm
DRAAICIRKEL ²	1041 mm
LENGTE ²	1187 mm
BREEDTE ²	657 mm
VOORBANDEN	10"
ACHTERBANDEN	10"
VERING	Voor en achter
AANDRIJVING	Achterwielaandrijving, verzegeld transaxle, 24-volt DC motor
REMSYSTEEM	Elektromagnetische remmen
BEREIK PER LAADBEURT ^{1,4}	Tot 25 km
GEWICHT ZONDER ACCU'S ⁶	67,7 kg
STANDAARD ZITTING	Type: CRS Junior Gewicht: 20,4 kg Materiaal: Zwart vinyl Breedte: 445 mm Diepte: 432 mm
ACCU'S ⁴	Type: Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus Capaciteit: 40 Ah Gewicht: 14,7 kg per stuk
ACCULADER	5 amp, extern
KLEUREN	 Blue

Kenmerken

- Voor en achter vering
- Automatisch voor en achter verlichtingssysteem met grote zichtbaarheid
- Exclusieve demontage met slechts één hand, zorgt voor een super snel transport systeem
- Duurzame, felle LED koplamp, achterlicht en knipperlicht
- Pride's exclusieve stijlvolle banden met plat profiel. Laat geen strepen achter!
- Automatisch aansluitende hoofdkabelboom (na demontage)
- Deltastuur met doorlopende handvaten
- Nieuwe batterij meter nauwkeurigheid en eenvoudig af te lezen
- Stoel rotatie in 8 posities
- Verstelbaar stuur door handige knop
- Eenvoudig op te laden door een oplaadpunt op het stuur
- Achteruitkijkspiegel

Accessoires

- Kruk/stok houder
- Zuurstoffles houder
- Achtermandje
- Rolator houder

- 1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
- 2) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).
- 3) AGM of Gel-Cell type vereist.
- 4) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.
- 5) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.