

# Avontuur wacht op je



**RANGER**



Achteruitrijsensoren met licht



Lamp voorkant



Verstelhendel stuur

Robuust en gebouwd om lang mee te gaan; de Ranger is alles wat je wilt in een scootmobiel! Uitgerust met voor- en achtervering is deze krachtige scootmobiel ontworpen om te cruisen op wandelpaden of om rond te rijden in uw eigen woning. De complete LED-verlichting zorgt ervoor dat u goed gezien kunt worden, en dat u anderen ook goed kan zien. Met een gebruiksvriendelijke console en dubbele hydraulische remmen voor extra veiligheid is de Ranger de perfecte manier om het leven in de buitenlucht te omarmen!



**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>



## Specificaties

MV600

## Kenmerken

MAXIMALE BELASTING	159 kg
MAXIMUM SNELHEID <sup>1</sup>	Tot 17,7 km/u bij 160 kg Tot 18,3 km/u bij 90 kg
BODEMVRIJHEID <sup>2</sup>	140 mm
DRAAICIRKEL <sup>2</sup>	2407 mm
LENGTE <sup>2</sup>	1556 mm
BREEDTE <sup>2</sup>	829 mm
BANDEN	14,5"
VERING	Voor en achter (CTS vering)
ACTIERADIUS VOLLE BATTERIJEN <sup>1,4</sup>	75 Ah batterijen: Tot 29,9 km bij 159 kg, tot 36,4 km bij 91 kg 100 Ah batterijen: Tot 38.8 km bij 159 kg, tot 47.2 km bij 91 kg
TOTAAL GEWICHT ZONDER BATTERIJEN <sup>2,5</sup>	124,25 kg
STANDAARD STOEL	Type: Pillow-top, limited recline Gewicht: 22 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: Breedte: 457 mm Diepte: 419 mm
AANDRIJVING	24-volt DC motor, achterwielaandrijving, dubbele inline
REMSYSTEEM	Elektromagnetische remmen
BATTERIJEN <sup>3,6</sup>	Type: Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus Capaciteit: 75 Ah of 100 Ah
ACCU LADER	8-amp, externe lader
KLEUREN	 Dessert Storm  Stone Grey

- Gebruiksvriendelijke LED-console geeft niet alleen de snelheid, maar ook de tijd, temperatuur, gereden kilometers en afgelegde ritten weer
- Verstelbare deltastuur met ergonomische handgrepen
- USB-lader ingebouwd in het stuur voor het gemakkelijk opladen van smartphones en draagbare apparaten
- Duurzame en stijlvolle achterbumper
- Gemakkelijk toegankelijke bevestigingspunten voor het vervoer van een lege scooter
- Het volledige LED-verlichtingspakket omvat koplampen, gevaarlichten, back-up sensor
- LED-lichten en richtingssignalen
- Hydraulische handrem

## Opties

- Stok / kruk houder
- Zuurstoffleshouder
- Bekerhouder
- Achtermand
- Veiligheidsvlag
- Rollatorhouder
- Weerhoes
- Zadeltas
- Mobiele telefoonhouder

- 1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
- 2) Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.
- 3) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.
- 4) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, W/C Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- 5) Inclusief standaard zitting.
- 6) Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.

Pride Mobility Products Europe BV

De Zwaan 3

1601 MS Enkhuizen

The Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039

pridemobility.eu • info@prideeurope.nl