

# PRODUKTSPECIFIKATIONSBLAD

Modell: 3-hjul: 40E; 4-hjul: 44E

Dokumentinformation: INFNFB4161/Rev A/October 2019

Modellnummer	3-hjul: 40E; 4-hjul: 44E
Klass	A
Viktkapacitet	136 kg (300 lbs.)
Varvtal (maximalt) <sup>1</sup>	3- och 4-hjul: Upp till 6,4 km/tim (4 mph)
Frigångshöjd <sup>2</sup>	3- and 4-hjul: 35 mm (1,5 tum) vid transaxle
Svängradie <sup>2</sup>	3-hjul: 838 mm (33 tum) 4-hjul: 1120 mm (44 tum)
Backbredd (3-punktssväng) <sup>2</sup>	3- och 4-hjul: 1067 mm (42 tum)
Total längd <sup>2</sup>	3-hjul: 940 mm (37 tum) 4-hjul: 1003 mm (39,5 tum)
Total bredd <sup>2</sup>	3- och 4-hjul: 495 mm (19,5 tum)
Däck	3-hjul: Främre: 203 mm (2 tum x 8 tum) solid 4-hjul: Främre: 178 mm (2 tum x 7 tum) solid 3- och 4-hjul: Bak: 203 mm (2,5 tum x 8 tum) solid
Räckvidd per laddning <sup>1,4</sup>	3-hjul: (12 Ah) Upp till 11,5 km (7,25 miles) (12 Ah Utökad räckvidd) Upp till 13,7 km (8,5 miles) (18 Ah) Upp till 16,75 km (10,5 miles) (18 Ah Utökad räckvidd) Upp till 20 km (12,4 miles) 4-hjul: (12 Ah) Upp till 9,75 km (6 miles) (12 Ah Utökad räckvidd) Upp till 13,2 km (8,2 miles) (18 Ah) Upp till 15,5 km (9,75 miles) (18 Ah Utökad räckvidd) Upp till 19,3 km (12 miles)
Total vikt utan batterier <sup>5</sup>	3-hjul: 34,25 kg (75,5 lbs.) 4-hjul: 36 kg (79,5 lbs.)
Tyngsta delar efter nedmontering (Framsida)	3-hjul: 13,5 kg (29,5 lbs.) 4-hjul: 15,5 kg (34 lbs.)
Standardsäte	Typ: Vikta Vikt: 10,25 kg (22,5 lbs.) Material: Svart vinyl Bredd: 432 mm (17 tum) Djup: 432 mm (17 tum)
Körsystem	Bakhjulsdrift, förseglad transaxel, 24-volts likströmsmotor
Dubbelt bromssystem	Regenerativ och elektromekanisk
Batterikrav <sup>3</sup>	Typ: Två 12 volt, förseglad bly-syra, icke-spillbar, djup cykel
Batteripaketets vikt <sup>6</sup>	Standard: 12 Ah batteripaket: 8,75 kg (19,5 lbs.) Valfritt: 12 Ah batteripaket med utökad räckvidd: 10,75 kg (23,5 lbs.) Valfritt: 18 Ah batteripaket: 13,5 kg (29,5 lbs.) Valfritt: 18 Ah batteripaket med utökad räckvidd: 14,5 kg (31,75 lbs.)
Batteriladdare	2 ampere off-board-laddare
Frihjulslägets drivkraft	Mindre än 60 N
Körkontrollens drivkraft	Mindre än 5 N
Maximal nominell lutning	10,5% (6°)
Maximal hinderklättringsförmåga (stigande/fallande)	50 mm (2 tum)
Höjd mellan säte och däck	3-hjul: 413 - 451 mm (16,25 - 17,75 tum) 4-hjul: 400 - 438 mm (15,75 - 17,25 tum)
Säteshöjd	3- och 4-hjul: 362 mm (14,25 tum)
Total höjd	3- och 4-hjul: 851 - 889 mm (33,5 - 35 tum)
Uppmätt ljudnivå (A-vägd)	Mindre än 65 dB

<sup>1</sup> Varierar med användarvikt, terrängtyp, batteriets amperetimmar (Ah), batteriladdning, batteritillstånd, däcktyp och däcktillstånd. Denna specifikation kan vara föremål för en varians på +10%, -5%.

<sup>2</sup> På grund av tillverkningstoleranser och kontinuerlig produktförbättring kan denna specifikation vara föremål för en varians på (+ eller -) 3%.

<sup>3</sup> AGM, Gel-Cell, eller Hybridgel (Hybridgel definieras som Nano-silikageelektrolyt med högkvalitativa glasmatskiljare) typ som krävs. Se III. "Batterier och laddning".

<sup>4</sup> Testade i enlighet med ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Avsnitt 4 & ISO 7176-4 standarder. Resultat som härrör från teoretisk beräkning baserad på batterispecifikationer och körsystemets prestanda. Test utfört vid maximal viktkapacitet.

<sup>5</sup> Inkluderar standardsäte.

<sup>6</sup> Batteriets vikt kan variera beroende på tillverkare.

**OBSERVERA:** Den här produkten uppfyller alla tillämpliga ANSI/RESNA, ISO 7176-serien, AS/NZS 3695.2, och EN12184 standarder. Alla specifikationer kan ändras utan föregående avisering.



