

PRODUKTSPECIFIKATIONSBLAD

Modell: Colt Sport (SC710DXW)

Dokumentinformation: INFINF B4172/Rev A/October 2019

Modellnummer	SC710DXW
Klass	B
Viktkapacitet	159 kg (350 lbs.)
Varvtal (maximalt) ¹	Upp till 12,9 km/tim (8 mph)
Frigångshöjd ²	57 mm (2,25 tum) vid motor
Svängradie ²	1334 mm (52,5 tum)
Backbredd (3-punktssväng) ²	1600 mm (63 tum)
Total längd ²	1194 mm (47 tum)
Total bredd ²	657 mm (26 tum)
Däck	Fram och bak: 254 mm (10 tum) solid
Räckvidd per laddning ^{1, 4}	Upp till 26,8 km (16,7 miles)
Total vikt utan batterier ⁵	68 kg (150 lbs.)
Tyngsta biten när den tas isär	Främre delen: 29,5 kg (65 lbs.)
Standardsäte	Typ: CRS Jr. Material: Svart vinyl Bredd: 445 mm (17,5 tum) Djup: 432 mm (17 tum) Vikt: 19 kg (42 lbs.)
Körsystem	Bakhjulsdrift, förseglad transaxel, 24-volts likströmsmotor
Dubbelt bromssystem	Regenerativ och elektromekanisk
Batterikrav ^{3, 6}	Typ: Två 12 volt, förseglad bly-syra, icke-spillbar, djup cykel Storlek: 40 Ah
Batterivikt	40 Ah: 11 kg (24,5 lbs.) varje; 50 Ah: 16,5 kg (36,5 lbs.) varje
Batteriladdare	off-board-laddare
Frihjulslägets drivkraft	Mindre än 60 N
Körkontrollens drivkraft	Mindre än 5 N
Maximal nominell lutning (stigande/fallande)	10,5% (6°)
Maximal vinkelkapacitet	17,6% (10°)
Maximal hinderklättringsförmåga	50 mm (2 tum)
Höjd mellan säte och däck	406 - 470 mm (16 - 18,5 tum)
Säteshöjd	572 mm (22,5 tum)
Total höjd	1035 - 1099 mm (40,75 - 43,25 tum)
Uppmätt ljudnivå (A-vägd)	Mindre än 65 dB

¹ Varierar med användarvikt, terrängtyp, batteriets amperetimmar (Ah), batteriladdning, batteritillstånd, däcktyp och däcktillstånd. Denna specifikation kan vara föremål för en varians på +10%, -5%.

² På grund av tillverkningsstoleranser och kontinuerlig produktförbättring kan denna specifikation vara föremål för en varians på (+ eller -) 3%.

³ AGM, Gel-Cell, eller Hybridgel (Hybridgel definieras som Nano-silikageelektrolyt med högkvalitativa glasmatskiljare) typ som krävs. Se III. "Batterier och laddning".

⁴ Testade i enlighet med ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Avsnitt 4 & ISO 7176-4 standarder. Resultat som härrör från teoretisk beräkning baserad på batterispecifikationer och körsystemets prestanda. Test utfört vid maximal viktkapacitet.

⁵ Inkluderar standardsäte.

⁶ Batteriets vikt kan variera beroende på tillverkare.

OBSERVERA: Den här produkten uppfyller alla tillämpliga ANSI/RESNA, ISO 7176-serien, AS/NZS 3695.2, och EN12184 standarder. Alla specifikationer kan ändras utan föregående avisering.



