

**GO GO**<sup>®</sup>  
**ULTRA X**



Der Go-Go Ultra X ist mit Funktionen, wie der einhändigen Demontage und einem praktischen Drop-In-Batteriekasten für sorgenfreies Reisen ausgestattet. Mit einer Belastbarkeit von 118 kg, einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 6 Km/h, ist der Go-Go Ultra X ein außergewöhnliches Reisemobil.

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY PRODUCTS GmbH  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

## Technische Daten

3-rad: SC40 4-rad: S49

Belastbarkeit	118 kg
Höchstgeschwindigkeit <sup>1</sup>	Bis 6 km/h
Bodenfreiheit <sup>2</sup>	32 mm
Wendekreis <sup>2</sup>	3-Rad: 838 mm 4-Rad: 1120 mm
Gesamtlänge <sup>2</sup>	3-Rad: 940 mm 4-Rad: 1003 mm
Gesamtbreite <sup>2</sup>	495 mm
Räder	8" Pannensicher
Reichweite <sup>1,4</sup>	3-Rad: 12 Ah: Bis zu 11 km 18 Ah: Bis zu 17,55 km 4-Rad: 12 Ah: Bis zu 11,5 km 18 Ah: Bis zu 18,4 km
Gesamtgewicht ohne Batterien <sup>5</sup>	3W: 34,5 kg 4W: 37 kg
Standard Sitz <sup>2</sup>	Breite: 432 mm Tiefe: 432 mm
Batterien	2x 12 Ah (Standard) 2x 18 Ah (Optional)
Farben	 red    blue    black

1. Variiert mit dem Benutzergewicht, Geländetyp, Batteriestärke (Ah Auslegung), Batterieladezustand, Batteriezustand und Reifenzustand. Können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) 10%, minus (-) 5% abweichen.
2. Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.
3. AGM oder Gel-Zellenl empfohlen. Siehe III. „Batterien und Aufladung.“
4. Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrorollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 geprüft. Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batterie Spezifikationen und der Leistung des Antriebs-System theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichts-Kapazität durchgeführt.
5. Einschließlich Standardsitz.
6. Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern. Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands dem Mittel und die Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehörauswahl variieren.

## Produkteigenschaften

- Erleichterte einhändige Demontage durch Federunterstützung
- Kann für einen bequemen Transport und eine Lagerung leicht in fünf Teile zerlegt werden
- Die am vorderen Rahmen montierte Sattelstütze bietet maximale Stabilität
- Schwarze, abriebfeste Reifen

## Zubehör

- Stockhalter
- Handyhalter
- Getränkehalter
- 1270 mm Beckengurt
- Sauerstoffflaschenhalter
- Heckkorb
- Satteltasche
- Sicherheitsflagge
- Wetterschutz
- XLR USB Ladegerät