

Lightning



Wózek z napędem elektrycznym na tylne koła Lightning z serii Quantum charakteryzuje się konstrukcją najnowszej generacji z długim wahaczem wzdłużnym, zapewniając łatwiejsze pokonywanie przeszkód oraz płynniejszą jazdę.

Inne zalety produktu to zwrotność w ciasnych przestrzeniach, wygodne wysuwanie akumulatora, a także kompatybilność z siedziskiem rehabilitacyjnym i akcesoriami elektronicznymi. Stylowy, elegancki design oraz standardowa prędkość do 6,4 km/h sprawiają, że jest to wysokiej klasy wózek z napędem elektrycznym dla nawet najbardziej aktywnych klientów.



QUANTUM®

#1 FOR REHAB POWER



| quantumrehab.eu

Specyfikacja

KOŁA NAPĘDOWE	14" pneumatyczne lub pełne
KOŁA SAMONASTAWNE	10" pneumatyczne
MAKS. PRĘDKOŚĆ ¹	Do 10,6 km/h
PRZEŚWIT	102 mm
PROMIEN ŚKRĘTU ²	756 mm
DŁUGOŚĆ ^{2,5}	1100 mm z podnóżkami 910 mm bez podnóżków
SZEROKOŚĆ ^{2,5}	635 mm
ZAWIESZENIE	Active-Trac ATX z długim wahaczem wzdłużnym

ROZMIARY SIEDZISK

TRU-BALANCE FLEX	Width: 406 - 508 mm Depth: 406 - 508 mm
TRU-BALANCE 3	Width: 305 - 610 mm Depth: 305 - 610 mm
ODLEGŁOŚĆ SIEDZISKA OD PODŁOŻA	420 mm (Low) 445 mm (Middle) 470 mm (High)
AKUMULATORY ³	Dwa akumulatory głębokiego rozładowania 2x 62 Ah lub 75 Ah
WAGA AKUMULATORÓW	23,1 kg każdy
ŁADOWARKA	8 A, zewnętrzna
ELEKTRONIKA	90A PG VR2
UKŁAD NAPĘDOWY	Dwusilnikowy, napęd na tylne koła
ZASIĘG	Do 26,5 km
HAMULCE	Inteligentne hamulce (elektroniczne rekuperacyjne, tarczowy hamulec postojowy)
MAKS. OBCIĄŻENIE ⁴	136 kg
WAGA BAZY JEZDNEJ	58,5 kg (bez akumulatorów)

- Różni się zależnie od modelu podstawy, masy użytkownika, rodzaju terenu, pojemności akumulatorów (Ah), naładowania akumulatorów, stanu akumulatorów, silników, rodzaju sterownika, rodzaju opon oraz stanu opon. Ta specyfikacja może różnić się w zakresie +10%;-5%.
- Z uwagi na tolerancje produkcyjne oraz ciągłe doskonalenie produktów ta specyfikacja może różnić się w zakresie (+ lub -) 3%.
- Wymagany typ — AGM lub żelowy
- Waga akumulatora może różnić się zależnie od producenta.
- Podane wymiary dotyczą wyłącznie zespołu napędowego. Wymiary ogólne będą różnić się zależnie od wyboru siedziska i akcesoriów.

Informacje podane w niniejszym dokumencie są prawidłowe w chwili publikacji. Z uwagi na zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Zasięg teoretyczny oblicza się w warunkach testowych zgodnie z normami europejskimi. Rzeczywisty zasięg w normalnych warunkach użytkowania będzie zależał od wielu czynników, w tym stanu pojazdu i jego akumulatorów, masy ciała użytkownika, prawidłowego ciśnienia w oponach, temperatury otoczenia oraz stopnia nachylenia i rodzaju nawierzchni.




Pride Mobility Products Europe
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
The Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 · Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.eu · info@prideeurope.nl

Cechy

- Szerokość 641 mm
- Długość 883 mm
- Doskonała zwrotność
- Maksymalna prędkość do 10 km/h
- Wysoko wydajny silnik
- Odchylany joystick
- Kompatybilność z pełnym asortymentem siedzisk i akcesoriów Quantum
- Wygodne wysuwanie akumulatora
- Crash-tested

Kolory



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[™]

PL_SSQ0002/Rev0/24MAY22