




Product Specificaties Blad



Especificaciones de Producto



Product Specifications Sheet



Model	CX3; CX4
Klasse ⁷	C
Maximale belasting	159 kg (350 lbs.)
Snelheid (Max) ¹	Variabele tot 15 km/h (9,3 mph) met 159 kg (350 lbs.) belasting
Bodemvrijheid ²	88 mm (3,5 in.) bij motor
Draaicirkel ²	CX3: 1380 mm (54,33 in.) CX4: 2090 mm (82,28 in.)
Breedte bij omkeren (3-puntsdraai) ²	CX3: 1735 mm (68,31 in.) CX4: 2960 mm (116,54 in.)
Lengte ²	CX3: 1450 mm (57 in.) CX4: 1420 mm (55,9 in.)
Breedte ²	687 - 707 mm (27,05 - 27,83 in.)
Banden ²	328 mm (13 in.)
Afstand per laadbeurt ^{1,4}	CX3: Tot 34 km (21,1 miles) met 159 kg (350 lbs.) belasting Tot 43,5 km (27 miles) met 100 kg (220 lbs.) belasting CX4: Tot 26,3 km (16,3 miles) met 159 kg (350 lbs.) belasting Tot 37,7 km (23,5 miles) met 100 kg (220 lbs.) belasting
Gewicht zonder accu's ^{2,5}	CX3: 104,3 kg (230 lbs.) CX4: 113,39 kg (250 lbs.)
Zwaarste onderdeel bij demontage ²	CX3: 82,64 kg (182,2 lbs.) CX4: 91,26 kg (201,2 lbs.)
Stoel ²	Type: Hoge rug Gewicht: 20,59 kg (45,4 lbs.) Materiaal: Zwart Vinyl Breedte: 430 mm (16,93 in.) Diepte: 435 mm (17,13 in.)
Aandrijving	Achterwielaandrijving, verzegelde transaxle, 24 Volt DC motor
Remsysteem	Elektromagnetische remmen
Accu's ³	Type: Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus Capaciteit: 75 Ah
Accu pack gewicht ⁶	22.14 kg (48,8 lbs.) per stuk
Lader	Externe lader
Operationele kracht voor vrijloop	Minder dan 60 N
Operationele kracht voor besturing	Minder dan 5 N
Maximaal toegestane helling	17,6% (10°)
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopnd)	100 mm (3,94 in.)
Hoogte van zitting to vloer ²	CX3: 418 - 452 mm (16,46 - 17,80 in.) CX4: 420 - 467 mm (16,54 - 18,39 in.)
Zithoogte ²	CX3: 581 mm (22,87 in.) CX4: 505 mm (19,88 in.)
Totale hoogte ²	CX3: 1041 - 1077 mm (40,98 - 42,4 in.) CX4: 1045 - 1081 mm (41,14 - 42,56 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 75 dB

- Variëert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
- Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.
- AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie III. "Accu's en het laden."
- De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op de accuspecificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum belastingsgewicht.
- Inclusief standaard stoel.
- Gewicht van de accu's kan variëren, afhankelijk van fabrikant
Op 100 kg (220 lbs.)
- Op 100 kg (220 lbs.)

OPMERKING: Dit product voldoet aan alle toepasselijke ANSI/RESNA-, ISO 7176-serie, AS/NZS 3695.2 en EN12184-normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modelo	CX3; CX4
Clase de uso ⁷	C
Capacidad de carga	159 kg (350 libras)
Velocidad (máx) ¹	Hasta 15 km/h (9.3 mph) a 159 kg (350 libras)
Distancia al suelo ²	88 mm (3.5 pulgadas) al motor
Radio de giro ²	CX3: 1380 mm (54.33 pulgadas) CX4: 2090 mm (82.28 pulgadas)
Anchura necesaria para girar (dar la vuelta) ²	CX3: 1735 mm (68.31 pulgadas) CX4: 2960 mm (116.54 pulgadas)
Longitud total ²	CX3: 1450 mm (57 pulgadas) CX4: 1420 mm (55.9 pulgadas)
Anchura total ²	687 - 707 mm (27.05 - 27.83 pulgadas)
Tipo de rueda ²	328 mm (13 in.)
Autonomía por carga ^{1,4}	CX3: Hasta 34 km (21.1 millas) a 159 kg (350 libras) Hasta 43.5 km (27 millas) a 100 kg (220 libras) CX4: Hasta 26.3 km (16.3 millas) a 159 kg (350 libras) Hasta 37.7 km (23.5 millas) a 100 kg (220 libras)
Peso total sin paquete de baterías ^{2,5}	CX3: 104.3 kg (230 libras) CX4: 113.39 kg (250 libras)
Pieza más pesada una vez desmontado ²	CX3: 82.64 kg (182.2 libras) CX4: 91.26 kg (201.2 libras)
Asiento estándar ²	Tipo: Respaldo alta Peso: 20.59 kg (45.4 libras) Material: Vinilo negro Anchura: 430 mm (16.93 pulgadas) Profundidad: 435 mm (17.13 pulgadas)
Sistema automotor	Tracción posterior, transeje sellado con motor DC de 24 voltios
Sistema de frenos dual	Recuperación y electromecánico
Requisitos de las baterías ³	Tipo: Dos 12V, ácido de plomo sellado, no derramable, ciclo profundo Tamaño: 75 Ah
Peso del paquete de baterías ⁶	22.14 kg (48.8 libras) cada una
Cargador de batería	cargador externo
Fuerza operativa rueda libre	Inferior a 60 N
Fuerza de operación del control de conducción	Inferior a 5 N
Inclinación máxima	17.6% (10°)
Cap. máx. de sortear obstáculos (ascendente/descendente)	100 mm (3.94 pulgadas)
Altura del asiento al suelo ²	CX3: 418 - 452 mm (16.46 - 17.80 pulgadas) CX4: 420 - 467 mm (16.54 - 18.39 pulgadas)
Altura del asiento ²	CX3: 581 mm (22.87 pulgadas) CX4: 505 mm (19.88 pulgadas)
Altura total ²	CX3: 1041 - 1077 mm (40.98 - 42.4 pulgadas) CX4: 1045 - 1081 mm (41.14 - 42.56 pulgadas)
Nivel sonoro (ponderado con A)	Inferior a 75 dB

- Varía según el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.
- Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ o -) 3%.
- Se necesario de tipo AGM, Gel-Cell o Gel híbrido (El Gel híbrido se definido como electrolito de gel de sílice con separadores de alfombras de vidrio de alta calidad). Consulte el capítulo III, "Baterías y su carga".
- Resultados derivados del cálculo teórico basado en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción. Pruebas realiza das con la capacidad de peso máxima.
- Incluye asiento estandar.
- El peso de las baterías puede variar según el fabricante.
A 100 kg (220 libras)
- A 100 kg (220 libras)

NOTA: Este producto cumple con todas las normas ANSI/RESNA, ISO 7176, AS/NZS 3695.2 y EN12184 aplicables. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Model	CX3; CX4
Class ⁷	C
Weight Capacity	350 lbs. (159 kg/25 stone)
Speed (Maximum) ¹	Up to 9.3 mph (15 km/h) at 350 lbs. (159 kg/25 stone) Up to 6.2 mph (10 km/h) at 350 lbs. (159 kg/25 stone) Australia only Up to 7.4 mph (12 km/h) at 350 lbs. (159 kg/25 stone) United Kingdom only
Ground Clearance ²	3.5 in. (88 mm) at motor
Turning Radius ²	CX3: 54.33 in. (1380 mm) CX4: 82.28 in. (2090 mm)
Reversing Width (K-turn) ²	CX3: 68.31 in. (1735 mm) CX4: 116.54 in. (2960 mm)
Overall Length ²	CX3: 57 in. (1450 mm) CX4: 55.9 in. (1420 mm)
Overall Width ²	27.05 - 27.83 in. (687 - 707 mm)
Tires ²	13 in. (328 mm)
Range Per Charge ^{1,4}	CX3: Up to 21.1 miles (34 km) at 350 lbs. (159 kg/25 stone) Up to 27 miles (43.5 km) at 220 lbs. (100 kg/15 stone 10 lbs.) CX4: Up to 16.3 miles (26.3 km) at 350 lbs. (159 kg/25 stone) Up to 23.5 miles (37.7 km) at 220 lbs. (100 kg/15 stone 10 lbs.)
Total Weight Without Batteries ^{2,5}	CX3: 230 lbs. (104.3 kg) CX4: 250 lbs. (113.39 kg)
Heaviest Piece When Disassembled ²	CX3: 182.2 lbs. (82.64 kg) CX4: 201.2 lbs. (91.26 kg)
Standard Seating ²	Type: High Back Weight: 45.4 lbs. (20.59 kg) Material: Black Vinyl Width: 17 in. (430 mm) Depth: 17.13 in. (435 mm)
Drive System	Rear-wheel drive, sealed transaxle, 24-volt DC motor
Dual Braking System	Regenerative and electromechanical
Battery Requirements ³	Type: Two 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Size: 75 Ah
Battery Weight ⁶	48.8 lbs. (22.14 kg) each
Battery Charger	off-board charger
Freewheel Operational Force	Less than 60 N
Drive Control Operational Force	Less than 5 N
Maximum Rated Slope	10° (17.6%)
Maximum Obstacle Climbing Ability (Ascending/Descending)	3.94 in. (100 mm)
Seat to Deck Height ²	CX3: 16.46 - 17.80 in. (418 - 452 mm) CX4: 16.54 - 18.39 in. (420 - 467 mm)
Seat Height ²	CX3: 22.87 in. (581 mm) CX4: 19.88 in. (505 mm)
Overall Height ²	CX3: 40.98 - 42.4 in. (1041 - 1077 mm) CX4: 41.14 - 42.56 in. (1045 - 1081 mm)
Measured Sound Level (A-weighted)	Less than 75 dB

- Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour rating (Ah), battery charge, battery condition, tire type and tire condition. This specification can be subject to a variance of +10%, -5%.
- Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
- AGM, Gel-Cell, or Hybrid Gel (Hybrid Gel is defined as Nano Silica Gel Electrolyte with High Quality Glass Mat Separators) type required. See III. "Batteries and Charging."
- Results derived from theoretical calculation based on battery specifications and drive system performance. Test conducted at maximum weight capacity.
- Includes standard seat.
- Battery weight may vary based on manufacturer.
At 220 lbs. (100 kg)
- At 220 lbs. (100 kg)

NOTE: This product conforms to all applicable ANSI/RESNA, ISO 7176 series, AS/NZS 3695.2, and EN12184 standards. All specifications subject to change without notice.





Document Information: Rev B/September 2022



OPMERKING: Dit product voldoet aan alle toepasselijke ANSI/RESNA-, ISO 7176-serie, AS/NZS 3695.2 en EN12184-normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specifications de Produit





Modèle	CX3; CX4
Catégorie d'usage ⁷	C
Capacité de poids	159 kg (350 lb)
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 15 km/h (9.3 mph) à 159 kg (350 lb)
Dégagement au sol ²	88 mm (3.5 po) au moteur
Rayon de braquage ²	CX3: 1380 mm (54.33 po) CX4: 2090 mm (82.28 po)
Largeur de marche arrière (K-tour) ²	CX3: 1735 mm (68.31 po) CX4: 2960 mm (116.54 po)
Longueur hors-tout ²	CX3: 1450 mm (57 po) CX4: 1420 mm (55.9 po)
Largeur hors-tout ²	687 - 707 mm (27.05 - 27.83 po)
Pneus ²	328 mm (13 po)
Autonomie ^{1,4}	CX3: Jusqu'à 34 km (21.1 milles) à 159 kg (350 lb) Jusqu'à 43.5 km (27 milles) à 100 kg (220 lb) CX4: Jusqu'à 26.3 km (16.3 milles) à 159 kg (350 lb) Jusqu'à 37.7 km (23.5 milles) à 100 kg (220 lb)
Poids total sans les batteries ^{2,5}	CX3: 104.3 kg (230 lb) CX4: 113.39 kg (250 lb)
Composante la plus lourde ²	CX3: 82.64 kg (182.2 lb) CX4: 91.26 kg (201.2 lb)
Siège standard ²	Type: De retour Poids: 20.59 kg (45.4 lb) Recouvrement: Vinyle noir De large: 430 mm (16.93 po) De profond: 435 mm (17.13 lb)
Rouage d'entraînement	Rous motrices à l'arrière, moteur 24-volt DC à boîte-pont scellée
Système de frein double	Regeneratif et électromécanique
Spécifications des batteries ³	Type: Deux batteries au plomb scellées 12 volts, à cycle profond, anti-débordement Format: 75 Ah
Poids des batteries ⁶	22.14 kg (48.8 lb) chaque
Chargeur à batterie	chargeur externe
Force opérationnelle roue libre	Inférieur à 60 N
Force opérationnelle du contrôle d'entraînement	Inférieur à 5 N
Pente maximale nominale	17.6% (10°)
Obstacle maximal (croissant/décroissant)	100 mm (3.94 po)
Du siège à la hauteur du plancher ²	CX3: 418 - 452 mm (16.46 - 17.80 po) CX4: 420 - 467 mm (16.54 - 18.39 po)
Hauteur du siège ²	CX3: 581 mm (22.87 po) CX4: 505 mm (19.88 po)
Hauteur totale ²	CX3: 1041 - 1077 mm (40.98 - 42.4 po) CX4: 1045 - 1081 mm (41.14 - 42.56 po)
Niveau sonore mesuré (pondéré A)	Inférieur à 75 dB

- Varie en fonction du poids de l'utilisateur du type de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
- En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette spécification fluctue de (+ ou -) 3%.
- Type AGM, Gel-Cell ou Gel hybride (Le Gel hybride est défini comme électrolyte de gel de silice nano avec des séparateurs de tapis de verre de haute qualité) requis. Voyez la section III. "Batteries et recharge".
- Résultats théoriques obtenus à partir des calculs bases sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.
- Incluant siège standard.
- Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
- À 100 kg (220 lb)

REMARQUE: Ce produit est conforme à toutes les normes applicables ANSI/RESNA, ISO 7176, AS/NZS 3695.2 et EN12184. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Produkt Datenblatt





Modell	CX3; CX4
Anwendungsklasse ⁷	C
Zuladung	159 kg (350 lbs.)
Höchstgeschwindigkeit ¹	Bis zu 15 km/h (9,3 mph) an 159 kg (350 lbs.)
Bodenfreiheit ²	88 mm (3,5 in.) am motor
Wenderadius ²	CX3: 1380 mm (54,33 in.) CX4: 2090 mm (82,28 in.)
Zum Wenden erforderliche Breite (3 Züge) ²	CX3: 1735 mm (68,31 in.) CX4: 2960 mm (116,54 in.)
Gesamtlänge ²	CX3: 1450 mm (57 in.) CX4: 1420 mm (55,9 in.)
Gesamtbreite ²	687 - 707 mm (27,05 - 27,83 in.)
Reifen ²	328 mm (13 in.)
Reichweite ^{1,4}	CX3: Bis zu 34 km (21,1 miles) an 159 kg (350 lbs.) Bis zu 43,5 km (27 miles) an 100 kg (220 lbs.) CX4: Bis zu 26,3 km (16,3 miles) an 159 kg (350 lbs.) Bis zu 37,7 km (23,5 miles) an 100 kg (220 lbs.)
Gesamtgewicht ohne Batterien ^{2,5}	CX3: 104,3 kg (230 lbs.) CX4: 113,39 kg (250 lbs.)
Schwerstes Teil (im abgebauten Zustand) ²	CX3: 82,64 kg (182,2 lbs.) CX4: 91,26 kg (201,2 lbs.)
Standard Sitz ²	Typ: Hoher Rücken Gewicht: 20,59 kg (45,4 lbs.) Material: Schwarzes Vinyl Breite: 430 mm (16,93 in.) Tiefe: 435 mm (17,13 in.)
Antrieb	Hinterradantrieb, abgedichtetes Getriebe, 24V DC (Gleichstrom) Motor
Doppelbremssystem	Rückkoppelnd und elektromechanisch
Batterianforderung ³	Typ: Zwei 12 Volt, versiegelte Bleisäure, nicht auslaufend, tiefzyklusfähig Kapazität: 75 Ah
Gewicht ⁶	Jeweils 22,14 kg (48.8 lbs.)
Batterieladegerät	extern
Freilauf Betriebskraft	Unter 60 N
Betriebskraft Antriebssteuerung	Unter 5 N
Maximal zulässige Steigung	17,6% (10°)
Max. Stufenüberwindung (Auf-/Abfahrt)	100 mm (3,94 in.)
Höhe vom Sitz bis zum Boden ²	CX3: 418 - 452 mm (16,46 - 17,80 in.) CX4: 420 - 467 mm (16,54 - 18,39 in.)
Sitzhöhe ²	CX3: 581 mm (22,87 in.) CX4: 505 mm (19,88 in.)
Gesamthöhe ²	CX3: 1041 - 1077 mm (40,98 - 42,4 in.) CX4: 1045 - 1081 mm (41,14 - 42,56 in.)
Gemessener Schallpegel (A-bewertet)	Unter 75 dB

- Variiert mit dem Benutzergewicht, Geländetyp, Batteriestärke (Ah Auslegung), Batterieladestandard, Batteriezustand und Reifenzustand. Können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) 10%, minus (-) 5% abweichen.
- Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.
- AGM-, Gel-Cell- oder Hybridgel-Typ (Hybridgel ist definiert als Nano-Silica-Gel-Elektrolyt mit hochwertigen Glasmatten-Separatoren) erforderlich. Siehe III. „Batterien und Aufladung.“
- Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batterie Spezifikationen und der Leistung des Antriebs-System theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichtskapazität durchgeführt.
- Einschließlich Standardsitz.
- Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.
- An 100 kg (220 lbs.)

HINWEIS: Dieses Produkt entspricht allen anwendbaren Normen ANSI/RESNA, ISO 7176, AS/NZS 3695.2 und EN12184. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Foglio delle Specifiche Tecniche



Modello	CX3; CX4
Classe di utilizzo ⁷	C
Portata massima	159 kg
Velocità (massima) ¹	Fino a 15 km/h a 159 kg
Altezza da terra ²	88 mm (motore)
Raggio di sterzata ²	CX3: 1380 mm CX4: 2090 mm
Inversione della larghezza (K turn) ²	CX3: 1735 mm CX4: 2960 mm
Lunghezza ²	CX3: 1450 mm CX4: 1420 mm
Larghezza ²	687 - 707 mm
Ruote ²	328 mm
Autonomia per ciclo di carica ^{1,4}	CX3: Fino a 34 km a 159 kg Fino a 43,5 km a 100 kg CX4: Fino a 26,3 km a 159 kg Fino a 37,7 km a 100 kg
Peso totale escluse le batterie ^{2,5}	CX3: 104,3 kg CX4: 113,39 kg
Pezzo più pesante ²	CX3: 82,64 kg CX4: 91,26 kg
Seduta standard ²	Typo: Schiena alta Peso: CX4: 20,59 kg Materiale: Vinile nero Lunghezza: 430 mm Profondità: CX4: 435 mm
Sistema trazione	Posteriore, cambio sigillato, motore da 24 Volt DC
Doppio sistema frenante	Rigenerativo ed elettromeccanico
Requisiti batteria ³	Typo: Due 12 volt, sigillato acido-piombo, non centrifugabile, a ciclo profondo Formato: 75 Ah
Peso della batteria ⁶	22,14 kg ciascuno
Caricabatteria	esterno in dotazione
Ruota libera forza operativa	Meno di 60 N
Fuerza de operación del controllo di guida	Meno di 5 N
Pendenza massima stimata	17,6% (10°)
Pendenza massima di sicurezza (Ascendente/Discendente)	100 mm
Altezza da terra alla seduta ²	CX3: 418 - 452 mm CX4: 420 - 467 mm
Altezza della seduta ²	CX3: 581 mm CX4: 505 mm
Altezza totale ²	CX3: 1041 - 1077 mm CX4: 1045 - 1081 mm
Livello sonoro misurato	Meno di 75 dB

- Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Le misure possono variare fino a +10%, -5%.
- A causa delle tolleranze di produzione e al continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+ o -) 3%.
- È richiesto AGM, gel-cella o gel ibrido (Gel ibrido è definito come elettrolita di gel di silice nano con separatori in vetro di alta qualità). Vedere il paragrafo III. "Batterie e ricarica".
- Risultati derivati da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di trazione. Test condotto alla massima capacità di carico.
- Comprende sedile standard.
- Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.
- A 100 kg

NOTA: Questo prodotto è conforme a tutti gli standard applicabili ANSI/RESNA, serie ISO 7176, AS/NZS 3695.2 e EN12184. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.